



Come si USA Fastjekt®

Estrarre **Fastjekt®** dal contenitore rigido. Mettersi sdraiati, tenendo le gambe leggermente sollevate per agevolare la circolazione del sangue; in alternativa, se si hanno difficoltà respiratorie, mettersi in posizione seduta

- 

1. Afferrare **Fastjekt®** nella mano dominante tenendo il pollice il più vicino possibile al cappuccio blu di sicurezza, stringere il pugno attorno a **Fastjekt®** e togliere il cappuccio blu di sicurezza. Ricordarsi: **“Blu verso il cielo, arancione verso la coscia”**.
- 

2. Tenere **Fastjekt®** a una distanza di circa 10 cm dalla parte esterna della coscia, con la punta arancione rivolta verso la coscia
- 

3. Premere con forza **Fastjekt®** contro la parte esterna della coscia tenendolo ad angolo retto (90°). Tenere premuto saldamente contro la coscia per 3 secondi.
- 

4. Rimuovere **Fastjekt®** e smaltirlo in modo sicuro. Il cappuccio arancione si estenderà per ricoprire l'ago.
- 

5. Massaggiare il punto d'iniezione per 10 secondi. Telefonare al 112 (o 118), chiedere un'ambulanza e pronunciare la parola “anafilassi”.

L'autoiniettore **Fastjekt®** può essere usato una sola volta. Se i sintomi non migliorano, è possibile somministrare una seconda dose di **Fastjekt®** dopo 5-15 minuti.

Come CONSERVARE Fastjekt®

- Non conservare **Fastjekt®** a una temperatura superiore a 25°C e non riporlo in frigorifero o nel congelatore.
- Tenere il contenitore nell'apposita confezione di cartone per proteggerlo dalla luce. Se esposta all'aria o alla luce, l'adrenalina si deteriora rapidamente e assume una colorazione rosa o marrone.
- Non dimenticare di controllare ogni tanto il contenuto della cartuccia di vetro all'interno dell'autoiniettore **Fastjekt®** per verificare che il liquido sia ancora trasparente e incolore.
- Sostituire l'autoiniettore entro la data di scadenza o anche prima qualora la soluzione assuma una colorazione o siano visibili dei precipitati al suo interno.